


HRT バイオフィードバック ユーザー・マニュアル

HARMONIC RESOLUTION THERAPY
Psiometric Breath Analysis and Resonance Feedback
USER'S MANUAL

InnerSense, Inc.

HRT ソフトウェア インストール編



2013年2月19日 改訂

copyright 2003 InnerSense Inc.
日本語マニュアル copyright 2005 Style21 MM Eight Inc.

HRTソフトウェアのインストール

インストールできるPCは、以下の条件を満たしている必要があります。

- Windows98以降のOSを搭載し、最低333MHz以上のCPUをもつコンピュータ
- RAMメモリー128MB以上
- ビデオ解像度800×600、24ビットのTrue Color
- Windows DirectX 8.1以降のバージョンが搭載されていること

現在、Windows XP以降のパソコンのほとんどは、上記内容を満たしているはずですが。


HRTソフトウェアをインストールする

当社のウェブサイトからソフトウェアをダウンロードします。ダウンロードのリンクをクリックすると、インストーラー・ファイルの保存先を指定する画面が現れます。デスクトップに保存すると便利でしょう（他の場所に保存する場合は、必ずCドライブ内に！）。

デスクトップに保存すると、ハーモニック・レゾリューション・インストーラーのアイコンがデスクトップ上に現れます。

■ハーモニック・レゾリューション・ソフトウェアをインストールする前に、他のプログラムが全て閉じていることを確認してください。ウイルス対策ソフトも終了させます。

1) ハーモニック・レゾリューション・インストーラーのアイコンをダブルクリックすると、インストールの手順が始まります。




2) WinZip Self-Extractor [HRTSETUP.EXE] というタイトルの最初の画面が表示されたら「SETUP」をクリックします。ファイルが解凍され、インストールが始まります。




3) 次に「Harmonic Resolution Setup」というタイトルの画面が現れ、「OK」「Exit Setup」のボタンが出ます。ここで、「OK」をクリックします。




4) 次にインストールするディレクトリ (directory)を確認する画面になります。通常は、「C:\Harmonic Resolution\!source\」と表示されます。左上にある「パソコンのアイコン」をクリックします。



5) 「Harmonic Resolution-Choose Program Group」というタイトルの画面になり、枠内に「Harmonic Resolution」が文字色反転で選択されます。そのまま、「Continue」のボタンをクリックします。




6) インストールが始まり、進行具合が「○○%」で表示されます。インストールが終了し、「Harmonic Resolution Setup was completed successfully」と表示されたら、「OK」ボタンを押して、インストール終了です。インストール画面が閉じて、デスクトップ画面になります。



<注意>

お使いのPCの設定によっては、上記解説とは違う画面も表示される場合があります。その場合は、表示された画面の指示に従って、インストールを進めてください。

*インストール手順(6)の途中で、「既存ファイルを保持するか、削除するか」を確認する下記のような表示が出た場合は、内容を確認して対処してください。システムに詳しくない方で、保持するか削除するか判断できない場合は、「Yes (保持する)」を押して、先に進みましょう。



<インストールに失敗する場合>

WindowsPCにインストールする際、ユーザーアカウントのユーザー名を日本語(漢字・カタカナ・ひらがな)にしている場合、インストールに失敗するようです。ユーザー名を日本語にしているかどうかご確認ください。

日本語ユーザー名の方は、ユーザー名をローマ字などの英文字に変更してから、インストールしてください。ユーザー名を変更するには、多少専門的な知識とディレクトリ作業が必要になり、パソコンに詳しくない方には、少々難しい作業となります。そのため、下記で紹介しているように、新たなユーザーアカウントを追加して、インストールする方法を強くお勧めいたします。

なお、「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」で、ユーザー名を変更しても、うまくインストールが出来ません。

● Windowsの「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」で「新規ユーザーアカウント」を英文字で作成し、そのユーザー名に管理者権限を与えます。管理者権限を与えた新規ユーザー名でログオンして、HRTソフトをインストールします。

● お使いのパソコンによっては、メーカー仕様により海外のソフトをインストールすることができない設定になっている製品もあるようです。その場合には、申し訳ございませんが、インストールはできませんのでご了承ください。

